



PULITRICI
Computerizzate



Innovation R Twin

Smerigliatrice pulitrice computerizzata per la preparazione di campioni metallografici mediante cicli completamente automatici gestiti da microprocessore PLC. Le Pulitrici "INNOVATION R TWIN" sono dotata di due stazioni di lavoro e di una stazione centrale per il lavaggio e l'asciugatura della stella portacampioni. I provini vengono montati sulla stella portacampioni che si inserisce, mediante un attacco rapido, nella testa automatica. La testa esegue il ciclo di lavoro, spostandosi automaticamente da una stazione all'altra operando nel pieno rispetto dei parametri programmati. Alla testa è collegato un dispensatore automatico con gli ugelli per l'erogazione delle sospensioni abrasive scelte. Il ciclo di lavoro può essere sospeso e ripreso in ogni momento mediante un apposito tasto di stand by. I cicli di lavoro possono essere programmati e memorizzati sia a macchina spenta che durante l'esecuzione di un ciclo. La macchina è dotata di interruttore generale per accensione e spegnimento, di pulsante d'arresto d'emergenza, ed è realizzata nel rispetto delle norme CE. La zona di lavoro è realizzata in acciaio inox AISI 304.



CARATTERISTICHE TECNICHE	Innovation 200 R Twin	Innovation 250 R Twin	Innovation 300 R Twin
Diametro Disco (mm)	200	250	300
Velocità di rotazione (rpm)	0 ÷ 300		
Potenza motore (W)	650	700	910
Peso (kg)	120	150	210
Alimentazione	220V monofase		
Dimensioni (mm): L x P x H	880 x 850 x 680	960 x 890 x 680	1200 x 950 x 820